



ALPHA PHARMA SERVICE  
Life Science Company

**ISENSE**

Aghi per Penna da Insulina



**IRIS**  
Health Care

**Maggior Confort e Sicurezza**

Minor dolore nell'iniezione



Riduzione di perdite di insulina

SP 231 Km 5+200 | 70032 Bitonto - BA - ITALY  
T. +39 080 897 0221 | F. +39 080 698 2663 | info@a-ps.it

[www.a-ps.it](http://www.a-ps.it)


## GLI AGHI PER INSULINA ISENSE

Gli aghi per penna da insulina iSense sono progettati per una iniezione di insulina rapida e indolore e devono essere utilizzati solo con sistemi di iniezione di insulina con connessioni universali Standard Luer. Tutti gli aghi per penna da insulina iSense sono sterili, atossici e anallergici e latex free. Gli aghi per penna da insulina iSense Sono perfettamente compatibili con le penne da insulina dei principali brand di penne per iniezione di insulina in commercio.




### Design speciale della cannula conica:

Tripla sfaccettatura smussata che rende più facile la penetrazione dell'ago all'intero della pelle per un'iniezione di insulina ottimale.



### Rivestimento in silicene

Lo speciale rivestimento in silicene permette una più facile l'iniezione e l'estrazione dell'ago consentendo una velocità di puntura costante ed indolore.



### Parete dell'ago più sottile

Minor forza di pressione dell'ago, minor dolore e durata dell'iniezione con conseguente riduzione del rischio di perdite di insulina.

## LA MISURA GIUSTA PER SODDISFARE LE ESIGENZE

La scelta della lunghezza corretta dell'ago è di fondamentale importanza, per questo va discussa con il proprio medico all'inizio della terapia con penna, infatti scegliendo correttamente la tecnica di iniezione e anche la lunghezza dell'ago si possono evitare iniezioni intramuscolari accidentali.

È molto importante evitare di iniettare l'ormone dell'insulina sempre nello stesso punto per periodi molto lunghi. La pelle ed il tessuto adiposo si potrebbero irritare e portare anche a complicazioni, non ultima un'alterazione dello stesso tasso di assorbimento.

Nel ruotare il luogo di iniezione è consigliato utilizzare per le diverse ore del giorno la stessa locazione nell'ora prefissata, ma in un diverso punto.



## MISURE DISPONIBILI

Articolo	Cat.No.	Descrizione
ISENSE Aghi per Insulina	ISA-32-4	ISENSE Aghi per penna da insulina 100 pz 32G x 4mm
	ISA-32-6	ISENSE Aghi per penna da insulina 100 pz 32G x 6mm
	ISA-31-5	ISENSE Aghi per penna da insulina 100 pz 31G x 5mm
	ISA-31-6	ISENSE Aghi per penna da insulina 100 pz 31G x 6mm
	ISA-31-8	ISENSE Aghi per penna da insulina 100 pz 31G x 8mm